

Easywrap Fusion Liner kompressiosukat

Mittausohje



Easywrap Fusion Liner HIEKKA

Koko	Tuotenumerot	YMPÄRYSMITAT		
	LIGHT	a ¹ jalkaterä	b nilkka	c Pohkeen levein kohta
XS	ELFD1	19-24	19-24	≤ 45
S	ELFD2	25-29	25-29	≤ 50
M	ELFD3	30-34	30-34	≤ 60
L	ELFD4	35-40	35-40	≤ 65
XL	ELFD5	41-46	41-46	≤ 70

Ota ympärysmittat alla olevan kuvallisen ohjeen mukaisesti ja valitse oikea testiili niitä vastaavien mittojen mukaan.

Easywrap Fusion Liner MUSTA

Koko	Tuotenumerot	YMPÄRYSMITAT		
	LIGHT	a ¹ jalkaterä	b nilkka	c Pohkeen levein kohta
XS	ELBFD1	19-24	19-24	≤ 45
S	ELBFD2	25-29	25-29	≤ 50
M	ELBFD3	30-34	30-34	≤ 60
L	ELBFD4	35-40	35-40	≤ 65
XL	ELBFD5	41-46	41-46	≤ 70



kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

2/2020